

BERCHTOLD Elektrotom 621: HF-Chirurgie-Gerät mit folgenden Funktionen: Monopolare ...

Artikelnummer: 1000516

2.390,00 €
Nettopreis



Produktbeschreibung

BERCHTOLD Elektrotom 621: HF-Chirurgie-Gerät mit folgenden Funktionen: Monopolare Schneidstromart mit geringer Verschorfung (max 200W) u.mittlerer Verschorfung (max 150W), Monopolare Blutstillende Schneidstromart (Polypektomie, Papillotomie) (max 100W), monopolare Kontakt-Koagulation (max 120W), forcierte Koagulation (max 150W) u.Sprühkoagulation (max 90 W). Bipolare Koagulation (max 95 W). Digitale Leistungsanzeige, Service-Anzeige, Memory (beim Abschalten letzte Einstellung gespeichert, gebraucht ALLE HF-CHIRURGIEGERÄTE WERDEN MIT ZUBEHÖR (NEUTRALPLATTE, MONO- UND BIPOLARE ELEKTRODE, 3 VERSCHIEDENE EINSÄTZE) GELIEFERT

-> [Klicken Sie hier um zur Website zu kommen.](#) <-

