

**ERBE APC 300, Argon Beamer zur
Argon Plasma Koagulation.
Anwendung nur in Kombination mit ...**

Artikelnummer: 1002689

1.590,00 €
Nettopreis



Produktbeschreibung

ERBE APC 300, Argon Beamer zur Argon Plasma Koagulation. Anwendung nur in Kombination mit ERBOTOM ACC 450, 451, ICC 200 Argon Coag, 300, 350. Zur Argon-Plasma-Koagulation (Koagulationstechnik, bei der HF-Strom durch ionisiertes Argon-Gas auf das zu koagulierende Gewebe geleitet wird), ohne Druckminderer, gebr.

-> **Klicken Sie hier um zur Website zu kommen.** <-

