

Olympus PSD-10 VET. Monoplares HF-Gerät der Handgriff ist mittels Fusschalter ...

Artikelnummer: 1003148

780,00 €
Nettopreis



Produktbeschreibung

Olympus PSD-10 VET. Monoplares HF-Gerät der Handgriff ist mittels Fusschalter aktivierbar CUT 80W, Blend 55W Coag 40W, gebraucht DIESES HF-CHIRURGIEGERÄT WIRD MIT ZUBEHÖR (NEUTRALPLATTENKABEL FÜR EINMALNEUTRALELEKTRODEN, MONOPOLARER ELEKTRODE, 3 VERSCHIEDENE EINSÄTZE und FUSSSCHALTER) GELIEFERT Dieser Artikel ist ausschliesslich für die Veterinärmedizin und den Export bestimmt-

-> [Klicken Sie hier um zur Website zu kommen.](#) <-

