

**KLS MARTIN Maxium Beamer, Argon  
Beamer für das HF-Gerät MARTIN  
MAXIMUM (ohne ...**

Artikelnummer: 1004045

**1.450,00 €**  
Nettopreis



**Produktbeschreibung**

KLS MARTIN Maxium Beamer, Argon Beamer für das HF-Gerät MARTIN MAXIMUM (ohne Druckminderer und Zubehör),  
gebraucht

-> [Klicken Sie hier um zur Website zu kommen.](#) <-

