

## **DRÄGER 5400 Transport Inkubator auf Transport-Lafette, für externe und interne O2- und ...**

Artikelnummer: 1002974

**3.200,00 €**  
Nettopreis



### **Produktbeschreibung**

DRÄGER 5400 Transport Inkubator auf Transport-Lafette, für externe und interne O2- und Air-Versorgung, Flaschen-Anschlüsse für O2 + Air, Stromversorgung über Netzanschluß oder Autobatterie, mit Babylog 2000, Maße ohne Lafette Höhe: 86 cm x Breite: 150cm x Tiefe: 56cm, inkl. Bronchial Absaugung (O2 Injektor), Maße der Lafette H 86 x B 189 x T 61cm, sehr guter Zustand, gebraucht

-> [Klicken Sie hier um zur Website zu kommen.](#) <-

