

BRAUN Perfusor fm, sehr guter Zustand, Förderrate 0,1 bis 200 ml/Std., mit neuem Accu ...

Artikelnummer: 1001337

490,00 €
Nettopreis



Produktbeschreibung

BRAUN Perfusor fm, sehr guter Zustand, Förderrate 0,1 bis 200 ml/Std., mit neuem Accu und integriertem Netzteil, gebraucht. Bei diesem Perfusor sind standardmässig B. Braun Perfusorspritzen freigegeben. Falls Sie andere Hersteller freigegeben haben möchten, teilen Sie dieses bitte bei Bestellung mit. Für eine nachträgliche Freischaltung von anderen Sprizentypen berechnen wir EUR 55,00 pauschal.

-> [Klicken Sie hier um zur Website zu kommen.](#) <-

