

**BRAUN Perfusor Compact S,
Volumen: 0,01 - 200 ml/Std.,
Zeitvorwahl 0,01-99h, max. ...**

Artikelnummer: 1002673

750,00 €
Nettopreis



Produktbeschreibung

BRAUN Perfusor Compact S, Volumen: 0,01 - 200 ml/Std., Zeitvorwahl 0,01-99h, max. Infusionsrate: 200 ml/h, max. Bolusrate: 1200 ml/h, Akku neu, gebraucht Bei diesem Perfusor sind standardmassig B. Braun Perfusorspritzen freigegeben. Falls Sie andere Hersteller freigegeben haben möchten, teilen Sie dieses bitte bei Bestellung mit. Für eine nachträgliche Freischaltung von anderen Sprizentypen berechnen wir EUR 55,00 pauschal

-> **Klicken Sie hier um zur Website zu kommen.** <-

