

CAREFUSION Alaris plus GH, Spritzenpumpe, kompatibel zu vielen Standard Einmalspritzen ...

Artikelnummer: 1005117

690,00 €
Nettopreis



Produktbeschreibung

CAREFUSION Alaris plus GH, Spritzenpumpe, kompatibel zu vielen Standard Einmalspritzen 50ml (Braun Omnifix, BD, Codan, Fresenius, Terumo). Max. Infusionsrate bei 50ml. Spritzen 0,1ml/h-1200ml/h. Max. Bolusrate 10ml/h-1200ml/h. Systemgenauigkeit +/-2%. Wiederaufladbare NIMH Batterie zum Betrieb des Gerätes für ca. 4 Stunden, gebraucht

-> **Klicken Sie hier um zur Website zu kommen.** <-

