

**BAXTER EVO IQ LVP VET,
volumetrische Infusionspumpe zum
Netz- oder Akkubetrieb. Rate ...**

Artikelnummer: 1005170

590,00 €
Nettopreis



Produktbeschreibung

BAXTER EVO IQ LVP VET, volumetrische Infusionspumpe zum Netz- oder Akkubetrieb. Rate 0,1-2000ml/h, Bolusrate 0,1-2000ml/h. Wir empfehlen die Verwendung von B.Braun Intrafix Safeset Infusionsleitungen, gebraucht. Dieser Artikel ist ausschließlich zur Verwendung in der Tiermedizin oder den Export bestimmt.

-> **Klicken Sie hier um zur Website zu kommen.** <-

