

**Schwerlastrolle für Zeiss Stativ S8.
Durchmesser 200mm mit
thermoplastischem ...**

Artikelnummer: 1005095

329,00 €
Nettopreis



Produktbeschreibung

Schwerlastrolle für Zeiss Stativ S8. Durchmesser 200mm mit thermoplastischem Polyurethan-Laufbelag, Achse 20mm, neu. Bitte Beachten Sie: bei diesem Produkt handelt es sich NICHT um ein Original Ersatzteil der Firma Zeiss. Die Beachtung der rechtsgültigen Normen ist Aufgabe des Anwenders. Wir empfehlen die Verwendung im veterinärmedizinischen oder technischen Bereich.

-> [Klicken Sie hier um zur Website zu kommen.](#) <-

