

DATEX OHMEDA S/5, tragbarer Compact-Monitor (Netz- und Accu-Betrieb) mit Funktionsmodulen ...

Artikelnummer: 1003954

1.600,00 €
Nettopreis



Produktbeschreibung

DATEX OHMEDA S/5, tragbarer Compact-Monitor (Netz- und Accu-Betrieb) mit Funktionsmodulen für NIBP, EKG, SpO2, PRESS, Temp., gebraucht Intensivmonitor

-> [Klicken Sie hier um zur Website zu kommen.](#) <-

