

DRÄGER IRIS: Narkosemittel-Monitor zur kontinuierlichen Konzentrations-Messung und ...

Artikelnummer: 1001817

580,00 €
Nettopreis



Produktbeschreibung

DRÄGER IRIS: Narkosemittel-Monitor zur kontinuierlichen Konzentrations-Messung und Überwachung der Inhalationsnarkotika Halothane, Enflurane und Isoflurane in der Frischgasversorgung von Inhalationsnarkosegeräten. Meßbereich 0 bis 9,9 Vol. %, Meßgrenzen sind individuell einstellbar, gebraucht

-> **Klicken Sie hier um zur Website zu kommen.** <-

