

DRÄGER Spirolog, elektronisches Gerät zur Bestimmung und Anzeige der ...

Artikelnummer: 1001819

290,00 €
Nettopreis



Produktbeschreibung

DRÄGER Spirolog, elektronisches Gerät zur Bestimmung und Anzeige der Beatmungsparameter: Atemminutenvolumen, Atemzugsvolumen, Beatmungsfrequenz, technische Daten: Atemminutenvolumen-Anzeige: 0-25l/min, Frequenzanzeige: 0 - 60 min⁻¹, Atemzugsvolumenanzeige: 0-2l, mindest erforderl. Atemzugsvolumen: 0,15l, Warnanzeige: optisch und akustisch - Das Gerät ist zur die Verwendung an Beatmungsgeräten sowie für den Einsatz während der Spontanatmung, gebraucht

-> **Klicken Sie hier um zur Website zu kommen.** <-

