

DRÄGER 7256931 MIBII Proto CONV-LS, mit diesem Converter kann ein Dräger ...

Artikelnummer: 1005121

190,00 €
Nettopreis



Produktbeschreibung

DRÄGER 7256931 MIBII Proto CONV-LS, mit diesem Converter kann ein Dräger Patientenmonitor der INFINITY Reihe mit einem Narkose- oder Beatmungsgerät verbunden werden. Die Daten werden dann auf dem Patientenmonitor angezeigt, gebraucht

-> **Klicken Sie hier um zur Website zu kommen.** <-

