

**GE Dash 5000, tragbarer Netz-/Akku-  
betriebener EKG Monitor mit  
Farbdisplay, Messung von ...**

Artikelnummer: 1004593

**3.200,00 €**  
Nettopreis



**Produktbeschreibung**

GE Dash 5000, tragbarer Netz-/Akku-betriebener EKG Monitor mit Farbdisplay, Messung von EKG, SPO2, Masimo, Nibp, Temperatur, PRESS, gebraucht

-> [Klicken Sie hier um zur Website zu kommen.](#) <-

