

GE Dash Port 2 Docking station. Diese Schnellhalterung dient zur Montage eines Monitors ...

Artikelnummer: 1005246

195,00 €
Nettopreis



Produktbeschreibung

GE Dash Port 2 Docking station. Diese Schnellhalterung dient zur Montage eines Monitors der Dash-Reihe (3000/4000/500) am Narkosegerät oder Wandhalterung. Befestigung mittels GCX Bodenplatte. Anschlüsse für Netzstrom, Ethernet, gebraucht

-> [Klicken Sie hier um zur Website zu kommen.](#) <-

