

**NIHON KOHDEN BSM-2303K,  
netzwerkfähiger Patientenmonitor zur  
Messung von EKG, SPO2, ...**

Artikelnummer: 1003928

**1.980,00 €**  
Nettopreis



**Produktbeschreibung**

NIHON KOHDEN BSM-2303K, netzwerkfähiger Patientenmonitor zur Messung von EKG, SPO2, Temp. mit Farb-Touchscreen, tragbar mit Akku, gebraucht

-> **Klicken Sie hier um zur Website zu kommen.** <-

