

**Philips M3046A/M3 Transportmonitor  
mit Akkubetrieb. Inkl. Modul M3000A,  
Messung von EKG, ...**

Artikelnummer: 1003973

**1.100,00 €**  
Nettopreis



**Produktbeschreibung**

Philips M3046A/M3 Transportmonitor mit Akkubetrieb. Inkl. Modul M3000A, Messung von EKG, SPO2, NIBP, IBP, Temp.,  
gebraucht

-> **Klicken Sie hier um zur Website zu kommen.** <-

