

**Philips M3001A: Modul für EKG/Resp, SpO2, NIBP, Temp und PRESS, zum Betrieb an Philips ...**

Artikelnummer: 1005107

**1.100,00 €**  
Nettopreis



**Produktbeschreibung**

Philips M3001A: Modul für EKG/Resp, SpO2, NIBP, Temp und PRESS, zum Betrieb an Philips Monitoren der Baureihe IntelliVue MP, gebraucht

-> [Klicken Sie hier um zur Website zu kommen.](#) <-

