

**DR. MACH 130, Untersuchungsleuchte
zur Wandmontage, 22,8V/50 Watt
Halogen, ca. 30000 ...**

Artikelnummer: 1002383

750,00 €
Nettopreis



Produktbeschreibung

DR. MACH 130, Untersuchungsleuchte zur Wandmontage, 22,8V/50 Watt Halogen, ca. 30000 Lux, fokussierbar mit integriertem Trafo , gebraucht

-> **Klicken Sie hier um zur Website zu kommen.** <-

