

**DERUNGS Visiano 20,
Untersuchungsleuchte LED zur
Deckenmontage. Lichtleistung ...**

Artikelnummer: 1005234

1.720,00 €
Nettopreis



Produktbeschreibung

DERUNGS Visiano 20, Untersuchungsleuchte LED zur Deckenmontage. Lichtleistung 60.000Lux/0,5m. Lichtfeld dimmbar in 4 Stufen, zwei einstellbare Farbtemperaturen(3500K/4500K), Leuchtfelddurchmesser 21cm /1meter, NEU

-> **Klicken Sie hier um zur Website zu kommen.** <-

