

**DR. MACH Trigenflex R96, 3 x 50 Watt,
ca. 75.000 Lux, fokussierbar.
Durchmesser des ...**

Artikelnummer: 1000656

1.390,00 €
Nettopreis



Produktbeschreibung

DR. MACH Trigenflex R96, 3 x 50 Watt, ca. 75.000 Lux, fokussierbar. Durchmesser des Lampenkörpers 48cm, Leuchtfeld: 15 - 26 cm, Wandbefestigung, mit sterilisierbarer Griffhülse, inkl. Trafo, gebraucht

-> **Klicken Sie hier um zur Website zu kommen.** <-

