

**DR. MACH Triaflex OP-Leuchte, 3 x 40
Watt, Wandmontage, fokussierbar, 2 ...**

Artikelnummer: 1000657

980,00 €
Nettopreis



Produktbeschreibung

DR. MACH Triaflex OP-Leuchte, 3 x 40 Watt, Wandmontage, fokussierbar, 2 Helligkeitsstufen, inkl. sterilisierbarer Griffhülse, gebraucht

-> [Klicken Sie hier um zur Website zu kommen.](#) <-

