

**Martin ML 701 Operationsleuchte.
24V/150Watt , ca. 80.000Lux.
Fokussierbar. Inkl. ...**

Artikelnummer: 1001386

1.850,00 €
Nettopreis



Produktbeschreibung

Martin ML 701 Operationsleuchte. 24V/150Watt , ca. 80.000Lux. Fokussierbar. Inkl. sterilisierbarer Handgriff und Transformator, guter Zustand, gebraucht. Zur Deckenmontage ab Einer Deckenhöhe von 260cm (Bei Bestellung bitte Deckenhöhe angeben).

-> [Klicken Sie hier um zur Website zu kommen.](#) <-

