

**Für HANAULUX sterilisierbarer
Handgriff für OP-Leuchte London und
Oslo aus Aluminium, ...**

Artikelnummer: 1004517

89,00 €
Nettopreis



Produktbeschreibung

Für HANAULUX sterilisierbarer Handgriff für OP-Leuchte London und Oslo aus Aluminium, NEU Dieser Artikel ist ausschliesslich für die Veterinärmedizin und den Export bestimmt-

-> **Klicken Sie hier um zur Website zu kommen.** <-

