

**BERCHTOLD Chromophare D530plus.
Fahrbare OP-Leuchte. 22,8V, 150W
Halogen, ...**

Artikelnummer: 1005202

1.850,00 €
Nettopreis



Produktbeschreibung

BERCHTOLD Chromophare D530plus. Fahrbare OP-Leuchte. 22,8V, 150W Halogen, Feldverstellung 17 - 28cm, elektronische Helligkeitsregulierung, ca. 80.000Lux, Durchmesser des Leuchtenkörpers 52cm, gebraucht

-> [Klicken Sie hier um zur Website zu kommen.](#) <-

