

**DERUNGS Triango 100-3. OP-Leuchte
zur Deckenmontage oder wahlweise
zur Wandmontage. ...**

Artikelnummer: 1005230

4.190,00 €
Nettopreis



Produktbeschreibung

DERUNGS Triango 100-3. OP-Leuchte zur Deckenmontage oder wahlweise zur Wandmontage. Lichtleistung: 100000lux/1m, Farbtemperatur einstellbar, Leuchtfeld fokussierbar 18-28cm, dimmbar, 3 unterschiedliche Lichtfarben auswählbar. NEU. Bei Bestellung geben Sie bitte mit an ob Sie Decken- oder Wandinstallation wünschen (Bei Deckeninstallation benötigen wir ebenfalls Angaben zu Raumhöhe und ob eine Zwischendecke vorhanden ist !)

-> [Klicken Sie hier um zur Website zu kommen.](#) <-

