

**DERUNGS Triango 100-3 F. OP-
Leuchte auf Rollstativ. Lichtleistung:
100000lux/1m, ...**

Artikelnummer: 1005231

4.530,00 €
Nettopreis



Produktbeschreibung

DERUNGS Triango 100-3 F. OP-Leuchte auf Rollstativ. Lichtleistung: 100000lux/1m, Farbtemperatur einstellbar, Leuchtfeld fokussierbar 18-28cm, dimmbar, 3 unterschiedliche Lichtfarben auswählbar. NEU

-> **Klicken Sie hier um zur Website zu kommen.** <-

