

**DERUNGS Triango 100-3 Duo. Duo-  
OP-Leuchte zur Deckenmontage .  
Lichtleistung: 2x ...**

Artikelnummer: 1005232

**5.590,00 €**  
Nettopreis



**Produktbeschreibung**

DERUNGS Triango 100-3 Duo. Duo-OP-Leuchte zur Deckenmontage . Lichtleistung: 2x 100000lux/1m, Farbtemperatur einstellbar, Leuchtfeld fokussierbar 18-28cm, dimmbar, 3 unterschiedliche Lichtfarben auswählbar. Bei der Bestellung geben Sie bitte die Raumhöhe mit an: Abstand zwischen Fussboden und Betondecke (falls Sie eine Zwischendecke haben geben Sie ebenfalls bitte die Distanz zur Betondecke an) NEU

-> [Klicken Sie hier um zur Website zu kommen.](#) <-

