

**VBM Tourniquet 2 x 500:
Betriebsdruck: 2-10 bar, zwei
Ausgänge, mit Stativ, Korb und 4 m ...**

Artikelnummer: 1004588

570,00 €
Nettopreis



Produktbeschreibung

VBM Tourniquet 2 x 500: Betriebsdruck: 2-10 bar, zwei Ausgänge, mit Stativ, Korb und 4 m Druckschlauch und Wandentnahmestecker, ohne Manschetten, gebraucht

-> [Klicken Sie hier um zur Website zu kommen.](#) <-

