

MEDAP Twista SP 1070: Fahrbare Absaugpumpe mit mechanischem Überlaufschutz mit Kammer ...

Artikelnummer: 1004724

1.450,00 €
Nettopreis



Produktbeschreibung

MEDAP Twista SP 1070: Fahrbare Absaugpumpe mit mechanischem Überlaufschutz mit Kammer für hydrophoben Bakterien- und Virenfilter, incl. 2 Sekretbehältern a 5 Liter Saugleistung 58 l/min, max. Vakuum -90 kPa, gebraucht

-> **Klicken Sie hier um zur Website zu kommen.** <-

