

**PLANILUX Irisleuchte 100, dient zum sicheren Erkennen kleinerer Kontraste, zur besseren ...**

Artikelnummer: 1001700

**180,00 €**  
Nettopreis



**Produktbeschreibung**

PLANILUX Irisleuchte 100, dient zum sicheren Erkennen kleinerer Kontraste, zur besseren Beurteilung von überbelichteten Röntgenaufnahmen mit hoher Leuchtdichte, max. 70.000 CD/qm, stufenlose Dimmung, Präzisions-Irisblende von 5 - 100mm Durchmesser stufenlos, randscharfe Einblendung auf kleinste Bildbereiche, neuwertig

-> [Klicken Sie hier um zur Website zu kommen.](#) <-

