

**SIEMENS Polymobil III: Fahrbares
Röntgengerät, Leistung 2 kw, Multi-
pulse, 40-100 KV in ...**

Artikelnummer: 1004120

4.200,00 €
Nettopreis



Produktbeschreibung

SIEMENS Polymobil III: Fahrbares Röntgengerät, Leistung 2 kw, Multi-pulse, 40-100 KV in 21 Stufen, 25-40 MA, Röhre SIEMENS SR/100/20, gebraucht

-> **Klicken Sie hier um zur Website zu kommen.** <-

