

Tiermedizinisches Röntgengerät mit Universälrontgentisch, Gestell aus Edelstahl, ...

Artikelnummer: 1005286

3.400,00 €
Nettopreis



Produktbeschreibung

Tiermedizinisches Röntgengerät mit Universälrontgentisch, Gestell aus Edelstahl, Tischplatte Kunststoff, Kassettenlade, längsverschiebbare Stativsäule. Maße: 140x60x64cm Höhe 207cm Siemens Polymobil II Generator, Leistung: 40-90kV (in 16 Teilstufen einstellbar), 0,32mAs-200mAs (in 29 Teilstufen einstellbar), gebraucht

-> [Klicken Sie hier um zur Website zu kommen.](#) <-

