

Univet Porta Aparato de anestesia port til para animales de laboratorio Medidor de flujo ...

Article number: 1003825

1.650,00 €
precio neto



Product description

Univet Porta Aparato de anestesia port til para animales de laboratorio Medidor de flujo para O₂ y óxido nítrico. Ohmeda TEC 5 Vaporizador de sevoflurano, usado. Este dispositivo est destinado exclusivamente para uso veterinario La presión de entrada estándar para las unidades de anestesia es de aproximadamente 5 bares. Si desea utilizar su dispositivo con un concentrador de oxígeno, debemos convertir el dispositivo para que funcione con un concentrador. Los costes ascienden a 89,00 euros. Esta conversión sólo es posible para los dispositivos utilizados en medicina veterinaria.

-> Haga clic aquí para entrar al sitio. <-

