

## **DR. MÜLLER Aparato de anestesia con medidor de flujo para O<sub>2</sub>, para colgar en la guía o ...**

Article number: 1003830

**2.040,00 €**  
precio neto



### **Product description**

DR. MÜLLER Aparato de anestesia con medidor de flujo para O<sub>2</sub>, para colgar en la guía o colocarlo sobre la mesa de trabajo, incl. bastidor de transporte de acero inoxidable, usado. Este dispositivo est destinado exclusivamente para uso veterinario y para la exportación. La presión de entrada estándar para las unidades de anestesia es de aproximadamente 5 bares. Si desea utilizar su dispositivo con un concentrador de oxígeno, debemos convertir el dispositivo para que funcione con un concentrador. Los costes ascienden a 89,00 euros. Esta conversión sólo es posible para los dispositivos utilizados en medicina veterinaria.

-> [Haga clic aquí para entrar al sitio.](#) <-

