

Aparato de anestesia móvil DRÄGER Sulla 808 V, sin cajones, con ventilador Ventilog 2 ...

Article number: 1005055

2.680,00 €
precio neto



Product description

Aparato de anestesia móvil DRÄGER Sulla 808 V, sin cajones, con ventilador Ventilog 2 usado, recargo por portabotellas (10l) (Art. No. 1004512 y 1004511), usado La presión de entrada estándar para las unidades de anestesia es de aproximadamente 5 bares. Si desea utilizar su dispositivo con un concentrador de oxígeno, tenemos que convertir el dispositivo para que funcione con un concentrador. Los costes son de 89,00 euros. Esta conversión sólo es posible para los dispositivos utilizados en medicina veterinaria.

-> Haga clic aquí para entrar al sitio. <-

