

**Compresor SILENCIOSO para aire comprimido, presión de trabajo: 8 bar, capacidad de la ...**

Article number: 1004403

**745,00 €**  
precio neto



**Product description**

Compresor SILENCIOSO para aire comprimido, presión de trabajo: 8 bar, capacidad de la caldera 100 l, peso 75 kg, capacidad de aspiración: 370 l/min, SIN ACEITE, NUEVO Uso exclusivo en MEDICINA ANIMAL

-> Haga clic aquí para entrar al sitio. <-

