

Conversión de su unidad de anestesia a suministro de O2 con un concentrador de O2 (0,59 ...

Article number: 1004509

89,00 €
precio neto



Product description

Conversión de su unidad de anestesia a suministro de O2 con un concentrador de O2 (0,59 bar a 6l/min). Después de la conversión, el funcionamiento con cilindros de gas o ZGV (suministro central de gas) es posible, pero cualquier señal de deficiencia de O2 existente anteriormente ya no está disponible.

-> Haga clic aquí para entrar al sitio. <-

