

DRÄGER Babylog 8000: Ventilador para bebés prematuros, recién nacidos y niños de ...

Article number: 1000806

4.900,00 €
precio neto



Product description

DRÄGER Babylog 8000: Ventilador para bebés prematuros, recién nacidos y niños de hasta 20 kg de peso, ventilación controlada (IPPV), ventilación sincronizada (SIPPV), ventilación obligatoria intermitente (IMV), ventilación obligatoria intermitente sincronizada (SIMV), respiración espontánea bajo presión positiva en las vías respiratorias (CPAP), monitorización de la concentración de O₂ inspirada FiO₂, presión en las vías respiratorias Paw, flujo V, volumen minuto MV, volumen respiratorio VT, dimensiones unidad básica: (AnxAIxP) 212x280x390mm,14,5kg, de segunda mano

-> Haga clic aquí para entrar al sitio. <-

