

DRÄGER Babylog 2, aparato respirador de corta duración para prematuros y neonatos para ...

Article number: 1001535

780,00 €
precio neto



Product description

DRÄGER Babylog 2, aparato respirador de corta duración para prematuros y neonatos para realizar una respiración controlada (IPPV) con PEEP o una respiración espontánea con CPAP durante el transporte o para una reanimación, inspiración controlada por tiempo o activada manualmente, con limitación de presión, espiración controlada por tiempo, presión de inspiración 10-60mbar presión de meseta, presión de espiración 0-10mbar, frecuencia de respiración 10-60/min., gas de accionamiento O₂ ó aire comprimido seco libre de aceite 2-6mbar, Al:195mm x An:120mm x Pr:200mm, con mezclador de O₂ DRÄGER Babymix 2, usado.

-> [Haga clic aquí para entrar al sitio.](#) <-

