

Aparato respirador SIEMENS Servo 900 C, modelo de respiración: controlada por volumen, ...

Article number: 1001554

1.980,00 €
precio neto



Product description

Aparato respirador SIEMENS Servo 900 C, modelo de respiración: controlada por volumen, controlada por volumen con suspiro, controlada por presión, apoyada por presión, SIMV, SIMV + apoy. p. presión., CPAP manual, vol. min. 0,5-40 l/min, frec. respiratoria: 5-120 inhal./min, indicador analógico: presión respiratoria, volumen minuto esp., indicador digital: frec. resp., concentración O₂, volumen corriente esp., volumen corriente esp., volúmenes minuto esp., puntas, pausas, presión media, presión de trabajo máx.: 120mbar, 50x23x32cm, peso: 19kg, a partir de 10 kg de peso corporal, usado.

-> Haga clic aquí para entrar al sitio. <-

