

Aparato respirador portátil DRÄGER Oxylog 2000, con accesorios, controlado por tiempo, ...

Article number: 1001559

2.450,00 €
precio neto



Product description

Aparato respirador portátil DRÄGER Oxylog 2000, con accesorios, controlado por tiempo, de volumen constante, para pacientes a partir de 100ml de volumen corriente (tidal). Modos de respiración: IPPV \ SIMV \ CPAP. Relación I:E variable, también IRV, con válvula PEEP integrada 0-15 mbar. Cambio Air-Mix \ " 03" con visualización en pantalla, Usado.

-> Haga clic aquí para entrar al sitio. <-

