

OLYMPUS CLV 160, Fuente de luz fría de xenón, 300 W, buen estado, bombilla de xenón ...

Article number: 1001962

2.900,00 €
precio neto



Product description

OLYMPUS CLV 160, Fuente de luz fría de xenón, 300 W, buen estado, bombilla de xenón nueva, usado La fuente de luz fría está equipada con un nuevo iluminante de xenón. La vida útil media es de aproximadamente 500 horas. El indicador de la vida útil del iluminador no está disponible actualmente. Esto sólo se utiliza para determinar la vida útil aproximada.

-> Haga clic aquí para entrar al sitio. <-

