

**Fuente de luz fría OLYMPUS CLV-U20,
de xenón, 300W, con insuflación, only
(OES mode, ...**

Article number: 1001963

980,00 €
precio neto



Product description

Fuente de luz fría OLYMPUS CLV-U20, de xenón, 300W, con insuflación, only (OES mode, no OES 100 or OES 200), usada. La fuente de luz fría está equipada con un nuevo iluminante de xenón. La vida útil media es de aproximadamente 500 horas. El indicador de la vida útil del iluminador no está disponible actualmente. Esto sólo se utiliza para determinar la vida útil aproximada.

-> Haga clic aquí para entrar al sitio. <-

