

**Fuente de luz fría OLYMPUS CLV-S
para endoscopios rígidos, 220V, 4 A,
usada. La ...**

Article number: 1002332

580,00 €
precio neto



Product description

Fuente de luz fría OLYMPUS CLV-S para endoscopios rígidos, 220V, 4 A, usada. La fuente de luz fría está equipada con un nuevo iluminante de xenón. La vida útil media es de aproximadamente 500 horas. El indicador de la vida útil del iluminador no está disponible actualmente. Esto sólo se utiliza para determinar la vida útil aproximada.

-> Haga clic aquí para entrar al sitio. <-

