

**Fuente de luz fría OLYMPUS CLV-S 20  
, 220V/300W, xenon, usada. La  
fuente de luz ...**

Article number: 1002333

**680,00 €**  
precio neto



**Product description**

Fuente de luz fría OLYMPUS CLV-S 20 , 220V/300W, xenon, usada. La fuente de luz fría está equipada con un nuevo iluminante de xenón. La vida útil media es de aproximadamente 500 horas. El indicador de la vida útil del iluminador no está disponible actualmente. Esto sólo se utiliza para determinar la vida útil aproximada.

-> Haga clic aquí para entrar al sitio. <-

