

OLYMPUS CLV-S40 Visera: fuente de luz fría xenón para endoscopio rígido, 300 W, usado ...

Article number: 1002474

980,00 €
precio neto



Product description

OLYMPUS CLV-S40 Visera: fuente de luz fría xenón para endoscopio rígido, 300 W, usado La fuente de luz fría está equipada con un nuevo iluminante de xenón. La vida útil media es de aproximadamente 500 horas. El indicador de la vida útil del iluminador no está disponible actualmente. Esto sólo se utiliza para determinar la vida útil aproximada.

-> Haga clic aquí para entrar al sitio. <-

