

OLYMPUS CLV-S30 Fuente de luz fría de xenón para endoscopios rígidos, bombilla de ...

Article number: 1002646

780,00 €
precio neto



Product description

OLYMPUS CLV-S30 Fuente de luz fría de xenón para endoscopios rígidos, bombilla de xenón nueva, medidor de la vida útil de la bombilla nuevo, usada La fuente de luz fría está equipada con un nuevo iluminante de xenón. La vida útil media es de aproximadamente 500 horas. El indicador de la vida útil del iluminador no está disponible actualmente. Esto sólo se utiliza para determinar la vida útil aproximada.

-> Haga clic aquí para entrar al sitio. <-

