

Wisap CO2 Aqua-Purator 1611. El aparato sirve para el lavado continuo del abdomen, así ...

Article number: 1002131

480,00 €
precio neto



Product description

Wisap CO2 Aqua-Purator 1611. El aparato sirve para el lavado continuo del abdomen, así como para la hidrodissección durante la laparoscopia diagnóstica. El accesorio (soporte de botella para NACL) no se incluye en el volumen del suministro y se debe pedir directamente al fabricante. Datos técnicos: ajuste sin escalonamientos de la presión hasta 750 mmHg. Cantidad de instilación de NACL: a elegir entre 1 litro o Hi-Flo 3 l/min, usado.

-> Haga clic aquí para entrar al sitio. <-

